


Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH



PE - LÄTZCHEN

▪ **premium plus** ▪

Einmal-Produkt mit weißer Tissue-Papier-Beschichtung, PE-Auffangleiste und Bändern zum Binden im Nacken

PE - BIB

▪ **premium plus** ▪

Disposable product with white tissue paper coating, PE crumb catcher and ties for binding in the neck

Verwendungszweck & -bereich <i>purpose & application area</i>	· Zur Abdeckung der Kleidung im Brust- und Bauchbereich · Pflege- und Hygienebereiche	· For covering clothes in the chest and stomach area · care + hygienic sectors
Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate <i>Directives + classification/categorization & applied standards & certificates</i>	· CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt	· CE acc. to MDD – Directive 93/42/ECC + 2007/47/EC – Class 1 product
Mitgeltende Qualitätssicherung <i>applied quality assurance</i>	· ISO EN 9001:2008	· ISO EN 9001:2008
Gebrauchshinweise <i>directions of use</i>	· Gebrauchsanweisung nicht erforderlich, da eine produktbedingt richtige Verwendung im professionellen Einsatz gegeben ist · Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich · Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! · Der Anwender ist gehalten die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!	· instructions for use are not necessary, because a correct professional usage of the product is self-explanatory · harmless, if used properly by qualified persons · only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage! · the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!
Allgemeine Sicherheitshinweise <i>general safety notes</i>	· Nicht in der Nähe starker Hitze und offener Flammen verwenden!	· do not use near strong heat or open fire!
Material <i>material</i>	· Polyethylen + Tissue-Papier	· polyethylene + tissue paper
Materialbeschaffenheit <i>material characteristics</i>	· weiche, leicht saugfähige Beschichtung	· soft, slightly absorbent coating
Materialstärke <i>material thickness</i>	· blaue HDPE-Folie: $\approx 10,5 \text{ g/m}^2$ · weißes Papier: $\approx 24,5 \text{ g/m}^2$	· blue HDPE-film: $\approx 10,5 \text{ g/m}^2$ · white tissue paper: $\approx 24,5 \text{ g/m}^2$
Kennzeichnung <i>marking</i>	· individuelle Lot Nr. mit Produktionsdatum zwecks Rückverfolgbarkeit	· individual lot no. with production date for traceability
Lagerung <i>storage</i>	· vor starker Hitze, Sonneneinstrahlung, Frost und Feuchtigkeit schützen	· store away from heat, light, frost and humidity
Mindesthaltbarkeit <i>minimum shelf-life</i>	· 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung · Produktionsdatum z. B.: /LOT: 0711/...= Juli 2011	· 5 years from production date if stored correctly · production date e.g. /LOT: 0711/...= Juli 2011

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

Produktdatenblatt / Product Data Sheet

Wilfried Rosbach GmbH



Unterverpackung subpackaging	50 St. einzeln gefaltet / Polybeutel	50 pcs. individually folded / polybag
Versandereinheit (1 Karton) shipping unit (1 carton)	1.000 St. / Karton (20 x 50 St.)	1.000 St. / carton (20 x 50 pcs.)
B x L (± 1 cm) W x L (± 1 cm)	Blau / Weiß blue / white	
≈ 37 x 66 cm (+ 10 cm)	REF 20 15 9529	

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

* care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany